

	SDIS 70 Guide des procédures opérationnelles Procédure d'habillage et de déshabillage tenue risque biologique	Fiche n° : 0045 Maj : 18 mars 2020 Validité : permanente	
☒ Tous les personnels	† Opérateurs CODIS	† Chefs de groupe	† Chefs de colonne
Référence :			

I - Le protocole risque infectieux : protection sanitaire d'habillage :

Objectifs :

Assurer une protection efficace du SP lors d'interventions de secours à personnes présentant un risque biologique éventuel.

1) Quand utiliser ce protocole risque infectieux ?

- En cas de pandémie : Pour toutes interventions SUAP classique, les SP s'équipent avec les équipements du protocole infectieux niveau 1.
Pour toutes interventions en présence d'une victime suspecte du COVID-19 ou ACR, les SP s'équipent avec les équipements du protocole infectieux niveau 2.
- Sur ordre du chef d'agrès si :
Suspicion maladies contagieuses, grippe, méningite, Ebola, SRAS, Coronavirus
Conditions insalubres : décès découvert tardivement, présence de vermine ...

2) Matériel à disposition :

Risque infectieux niveau 1	Risque infectieux niveau 2
Secouriste 1 Masques FFP2 1 paire de lunettes 1 paire de gants Victime 1 masque chirurgical ou 1 FFP2 si pas chirurgical (Cas des CPI)	Secouriste 1 masques FFP2 1 paire de lunettes 2 paires de gants 1 combinaison ou (Blouse+charlotte) Victime 1 masque chirurgical ou 1 FFP2 si pas chirurgical (Cas des CPI)

3) Procédure d'habillage :

Protocole risque infectieux niveau 1 :

	1 - Se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolisée		4 - Mettre les sur-lunettes
	2 – Utiliser le matériel risque infectieux : mettre la base du masque FFP2 sous le menton et passer la bride par-dessus la tête, en dessous des oreilles, sur la nuque.		5 - Mettre les gants
	3 - Adapter la pince nasale à la forme du nez afin d'assurer une étanchéité		

Protocole risque infectieux niveau 2 : combinaison

	1 - Idem niveau 1 jusqu'à l'étape 5		4 - Mettre la capuche, bien fermer le col, mettre une paire de gants à usage unique
	2 - Enfiler la combinaison, rabattre la combinaison sur les rangers		5 - Mettre la 2ème paire de gants rabattue sur les manches
	3 - Enfiler les bras, remonter la fermeture éclair, rabattre la protection sur l'effet chaussant		6 - Procéder à un contrôle de l'habillement entre équipiers

Protocole risque infectieux niveau 2 : blouse + charlotte

	1 - Idem niveau 1 jusqu'à l'étape 5		4 - Mettre la charlotte
	2 - Enfiler la blouse		5 - Mettre la 2 ^{ème} paire de gants rabattue sur les manches
	3 - Nouer la blouse sur le devant		6 - Procéder à un contrôle de l'habillage entre équipiers

II - Procédure chronologique de déshabillage :

Objectif : Permettre d'enlever l'équipement de protection utilisé sans se contaminer.

Procédure de déshabillage des EPI risque infectieux niveau 1

	1 - Enlever les lunettes Attention : ne pas se toucher la peau Lunette à désinfecter Attention à déposer dans un sac DASRI pour désinfection au CIS (Voir partie III ci-après)		4 - Refermer le sac DASRI de façon hermétique.
	2 - Enlever le masque FFP2 Le jeter dans le sac DASRI		5 - Se laver soigneusement les mains Puis désinfecter avec une solution hydro-alcoolisée
	3 - Retirer les gants. Les jeter dans le sac DASRI		

Procédure de déshabillage risque infectieux niveau 2 : Combinaison

- 1 - Enlever la 1^{ère} paire de gants
- 2 - Ouvrir la combinaison délicatement, en évitant de toucher les vêtements.
- 3 - Retirer la combinaison de son équipier en la roulant sur elle-même (« Type peau de lapin »)
La déposer dans un sac DASRI.



- 4 – Retirer les équipements du **protocole de déshabillage des EPI risque infectieux niveau 1**
(Voir procédure déshabillage niveau 1 – Etape de 1 à 5)

Procédure de déshabillage risque infectieux niveau 2 : Blouse et charlotte

- 1 - Enlever la 1^{ère} paire de gants
- 2 - Retirer la blouse de son équipier en la roulant sur elle-même (« Type peau de lapin »)
- 3 - Déposer la blouse dans un sac DASRI
- 4 - Retirer la charlotte
- 5 - Retirer les équipements du protocole risque infectieux de niveau 1
(Voir procédure déshabillage niveau 1 – Etape de 1 à 5)

III - RECONDITIONNEMENT DU MATERIEL RISQUE INFECTIEUX

Objectif : reconditionnement des matériels à usage multiple après utilisation :

- Immersion dans la solution détergente Surfanios désinfectante : laisser tremper 30 minutes les lunettes, les rincer à l'eau claire,
- Sécher avec un essuie main propre,
- Réintégrer le matériel dans le véhicule